

UG500 凝血分析仪



- ◆ **检测原理**
磁珠法+光学法
- ◆ **检测方法**
凝固法、发色底物法、免疫比浊法
- ◆ **独立混匀位置**
自动充分混匀样本与试剂
- ◆ **液晶操作显示屏**
操作简单、便捷, 人机交互更智能

技术参数

原理	磁珠法 + 光学法
检测方法	凝固法、发色底物法、免疫比浊法
光源类型	LED 长效光源 (405nm、660nm)
语言	中文、英文
检测项目	PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子 (II、V、VII、X)、内源性凝血因子 (VIII、IX、XI、XII)、狼疮抗凝物筛选、狼疮抗凝物确认、蛋白 C、蛋白 S、D-Dimer、FDP、AT-III、肝素测定 (抗 Xa) ...
测试通道	4 个磁珠法 +2 个光学法
样品预温位	16 个 (12 个磁珠反应杯 +4 个光学反应杯)
试剂预温位	4 个预温位 +2 个常温位
条码阅读器	自动识别样本、试剂条码信息
加样器	联动移液枪
预温时间	<30 分钟
操作	触控式液晶显示屏, 显示更多菜单信息
打印机	内置热敏打印机
接口	RS232 串口、网口、WIFI、USB 接口
存储	可储存 >2000 检测结果
控制温度	37.0°C ± 1.0°C
尺寸	391mm × 285mm × 135mm (L × W × H)



上海太阳生物技术有限公司

地址: 中国·上海市金都路3419号 201108
 电话: +86-21-54425188 服务热线: 8008206582
 E-mail: shtysw@sunbiote.com Https://www.sunbiote.com



微信公众号



电子版